



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador del Puente Nasal Sailer

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador del Punto Nasal Sailer

SKU RM-SNBR-235-1

\$49 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Sailer Nasal Bridge Retractor	23.5 cm de longitud total, hoja curva de 15-20 mm x 50 mm	\$49
Funda / Caja protectora	Embalaje individual para transporte	\$49

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador del Punto Nasal Sailer es un separador quirúrgico especializado para cirugía maxilofacial y rinoplastia, diseñado específicamente para proporcionar una elevación segura de tejidos de superficie amplia a lo largo del dorso nasal óseo y cartilaginoso. Diseñado con una hoja anatómica curva, este instrumento permite a los cirujanos movilizar el envoltorio de tejido blando y piel nasal de forma limpia fuera del punto nasal sin causar hematomas isquémicos focales o desgarros en el periostio frágil.

Construido para soportar la esterilización en autoclave de alta frecuencia y con garantía de por vida contra la corrosión, esta configuración específica del Separador del Punto Nasal Sailer presenta una longitud total de 23.5 cm (\$49). Fabricado a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), las dimensiones de la hoja incorporan una cara expansiva de 15-20 mm de ancho x 50 mm de largo. Su diseño estructural presenta una arquitectura manual optimizada para una distribución equilibrada de la fuerza a lo largo del punto nasal, proporcionando a los asistentes quirúrgicos un apalancamiento manual constante mientras mantienen las manos fuera del campo quirúrgico.

Forjado con un acabado satinado mate antirreflejante, Retractor Maker fabrica el Separador del Punto Nasal Sailer para resistir ciclos repetitivos de esterilización hospitalaria, brindando a los centros de cirugía plástica, reconstructiva y maxilofacial de todo el mundo una durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y total confiabilidad en autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest