



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur pour mini-sternotomie McCarthy avec élévateur universel

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016


✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Écarteur pour mini-sternotomie McCarthy avec élévateur universel

SKU RM-MMSR-1

\$699 USD

LISTE DES COMPOSANTS

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Barres doubles d'écarteur thoracique	Cadre d'écartement principal modifié de 5 pouces pour la séparation sternale
1	Clamp universel fendu	Clamp de montage spécialisé pour la fixation des accessoires du cadre
1	Clamp universel	Bloc de serrage polyvalent pour l'intégration des composants
1	Support principal	Support de montage principal pour soutenir les bras d'écarteurs auxiliaires
1	Porte-tube	Fixe les tubulures chirurgicales dans la disposition du champ opératoire
1	Barre transversale à angle droit	Barre structurelle pour le positionnement des éléments de rétraction auxiliaires
1	Grand écarteur à panier filaire (malléable)	Large panier filaire malléable pour un déplacement doux des tissus
2	Petit écarteur à panier filaire (malléable)	Paniers filaires malléables compacts pour une rétraction tissulaire ciblée

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur pour mini-sternotomie McCarthy avec élévateur universel est un système de rétraction cardiaque avancé conçu spécifiquement pour les procédures valvulaires et aortiques mini-invasives nécessitant un traumatisme chirurgical minimal. En combinant un écartement sternal latéral fiable avec des capacités de levage vertical indépendantes, ce système soulève la marge sternale gauche pour assurer un alignement visuel direct avec l'atrium et les valves cardiaques.

Conçu pour un positionnement thoracique de précision, l'écarteur pour mini-sternotomie McCarthy avec élévateur universel comprend un cadre d'écarteur thoracique à double barre modifié de 5 pouces, un ensemble d'élévateur universel amovible intégré, un clamp universel fendu, un clamp universel standard, un support principal et une barre transversale auxiliaire à angle droit. Le système est équipé d'un support de tube d'aspiration/irrigation et de trois écarteurs à panier filaire malléable (un grand et deux petits) qui s'adaptent aux marges des tissus cardiaques sans traumatisme focal.

Fabriquée en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) avec une finition satinée antireflet, Retractor Maker fournit l'écarteur pour mini-sternotomie McCarthy avec élévateur universel non stérile et entièrement autoclavable dans un conteneur de stockage protecteur robuste, offrant une durabilité chirurgicale et des performances fiables au bloc opératoire.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest