



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Sistema Afastador Bookwalter IMA

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Sistema Afastador Bookwalter IMA

SKU RM-BIRS-1

\$1,499 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Barra de Extensão Vertical	12" (30 cm)
1	Acoplador de Poste	Padrão
1	Barra Horizontal	Padrão
2	Mecanismo de Cremalheira IMA	Micro Twist (<1 mm)
1	Barra Transversal IMA	12" (30 cm)
2	Lâminas de Afastamento IMA	Perfil IMA Padrão
1	Caixa de Esterilização	Estojo Protetor

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Sistema Afastador Bookwalter IMA é um sistema de afastamento montado em mesa, projetado para proporcionar uma elevação suave e controlada da parede torácica durante procedimentos de colheita da Artéria Mamária Interna (IMA). O sistema é montado a partir de uma barra de extensão vertical de 12" (30 cm), um acoplador de poste e uma barra horizontal, que juntos criam uma estrutura de suporte estável fixada à mesa de operação.

Uma barra transversal IMA de 12" (30 cm) abrange a área de trabalho e sustenta dois mecanismos de cremalheira IMA com ajuste micro twist de menos de 1 mm por incremento. Como cada cremalheira é ajustada de forma independente, as duas lâminas de afastamento IMA incluídas podem ser elevadas ou baixadas separadamente para alcançar o grau de elevação da parede torácica necessário em cada lado.

Todos os componentes são fabricados em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico, não magnético, e são fornecidos em uma caixa de esterilização dedicada para armazenamento e processamento organizados. O sistema é reutilizável e totalmente autoclavável.

O Sistema Afastador Bookwalter IMA é fornecido não estéril e deve ser limpo e esterilizado de acordo com os procedimentos validados da unidade de saúde antes do uso. A Retractor Maker fabrica o sistema em Sialkot, Paquistão, e fornece diretamente para hospitais, cirurgiões e distribuidores.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)