



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Hajek Cheek Retractor

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Hajek Cheek Retractor

SKU RM-HCR-175-1

\$24 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
Hajek Cheek Retractor	全長17.5 cm、低侵襲頬用ブレード、コンフォートグリップー1	\$24
保護スリーブ / 箱	個別輸送用パッケージー1	\$24

製品詳細

Hajek Cheek Retractorは、歯科、歯槽堤、および顎矯正手術中に、頬、唇、口腔粘膜を安全かつ非外傷的に排除するために特別に設計された、口腔顎顔面外科に不可欠なリトラクターです。低侵襲なブレード形状で設計されたこの器具は、歯列や顎の広い術野を維持しながら、手術用ドリルや回転バーから軟組織を保護します。

精密な操作性を確保するために構築されたこのHajek Cheek Retractorの構成は、全長17.5 cm (\$24) で、0.080 kgという軽量の器具質量により、術者の疲労を最小限に抑えます。作業端には滑らかで低侵襲なブレード形状が組み込まれており、頬組織全体に手動のカウンター牽引力を均等に分散させ、局所的な圧迫性虚血や粘膜の裂傷を防ぎます。人間工学に基づいたコンフォートグリップハンドルは、長時間の口腔内手術を通じて外科助手に安定した滑りにくいコントロールを提供します。

反射を抑えたサテンマット仕上げの医療グレードのサージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から精密機械加工されており、Retractor Makerは厳格な臨床基準に従ってHajek Cheek Retractorを製造しています。世界中の歯科、口腔外科、顎顔面外科クリニック向けに、高い耐食性、強固な構造的剛性、および完全なオートクレーブ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest