



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ретрактор для щитовидной железы McBurney Thyroid Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Ретрактор для щитовидной железы McBurney Thyroid Retractor

SKU RM-MTR-19-1

\$49 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Стандартный — 7.5 in, лезвие 16x10 mm	RM-MTR-19-1-1	\$49

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ретрактор McBurney Thyroid Retractor — это специализированный инструмент для эндокринной и цервикальной хирургии, разработанный специально для безопасного, нетравматичного смещения мягких тканей и ретракции мышц шеи во время операций на щитовидной и паращитовидных железах. Благодаря анатомически изогнутому Г-образному лезвию этот инструмент позволяет хирургической бригаде плавно отводить грудино-подъязычные и грудино-щитовидные мышцы от щитовидной железы, создавая беспрепятственное операционное окно и защищая при этом прилегающие нейрососудистые структуры.

Данная конфигурация McBurney Thyroid Retractor, созданная для обеспечения сбалансированного механического рычага при деликатных диссекциях шеи, имеет общую длину 19 см (\$49). Инструмент изготовлен вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали операционного класса, что гарантирует длительную коррозионную стойкость. Его рабочая часть представляет собой лезвие длиной 16 мм и шириной 10 мм с закругленными атравматичными краями, которые предотвращают локальные ушибы или разрывы тканей. Эргономичная плоская рукоятка обеспечивает ассистентам стабильный ручной рычаг на протяжении длительных операций.

Обладая антибликовым сатиновым матовым покрытием, McBurney Thyroid Retractor от Retractor Maker выдерживает многократные циклы автоклавирования, обеспечивая отделения эндокринной хирургии, ЛОР-операционные и клиники общей хирургии по всему миру исключительной структурной жесткостью, коррозионной стойкостью и полной долговечностью при стерилизации.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest