



# RETRACTOR MAKER

## PRODUKTBROSCHÜRE VON

Little Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



## Little Retractor

**SKU** RM-LTR-195-1

**\$54 USD**

### VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

| GRÖSSE / OPTION | SKU / DETAILS  | PREIS (USD) |
|-----------------|----------------|-------------|
| 10 mm × 12 mm   | RM-LTR-195-1-1 | \$54        |
| 16 mm × 12 mm   | RM-LTR-195-1-2 | \$59        |

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Little Retractor ist ein adaptierbares chirurgisches Handinstrument, das speziell für die sichere, atraumatische Verdrängung von Weichgewebe und die Retraktion von Wundrändern bei kleineren allgemein-, plastik- und rekonstruktiv-chirurgischen Eingriffen entwickelt wurde. Dank seines anatomisch gebogenen Blattprofils ermöglicht dieser Retraktor dem chirurgischen Assistenten einen stetigen Gegenzug an Hauträndern und feinen Faszien-schichten, ohne lokalisierte Drucknekrosen oder Risswunden an den Kanten zu verursachen.

Konzipiert für eine verfeinerte prozedurale Agilität, beibehält dieser Little Retractor eine einheitliche Gesamtlänge von 19.5 cm, die einen komfortablen Arbeitsabstand bietet und gleichzeitig die Hände des Assistenten außerhalb des primären Operationsfeldes hält. Das aus hochwertigem deutschem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) handgefertigte Instrument ist in zwei verschiedenen Arbeitsenden anpassbar: ein 10 mm × 12 mm Blattlayout (\$54) für enge Operationsräume und ein erweitertes 16 mm × 12 mm Blattlayout (\$59) für eine breitere Fixierung von subkutanem Gewebe. Sein ausbalancierter Flachgriff gewährleistet eine stetige, ermüdungsfreie manuelle Griffkontrolle.

Mit einem entspiegelten, seidenmatten Finish geschmiedet, fertigt Retractor Maker den Little Retractor so, dass er wiederholten Autoklavenzyklen im Krankenhaus standhält. Damit bietet er ambulanten chirurgischen Zentren, plastisch-chirurgischen Fachabteilungen und allgemeinen Operationssälen weltweit eine außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit, strukturelle Stabilität und vollständige klinische Langlebigkeit.



## VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

### KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

**[info@retractormaker.com](mailto:info@retractormaker.com)**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Webseiten

**[retractormaker.com](http://retractormaker.com)**  
**[retractormanufacturer.com](http://retractormanufacturer.com)**

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

### FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest