



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador PCL

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador PCL

SKU RM-PCLR-25-1

\$99 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Separador PCL	25 cm (10") de longitud total, punta de 21 mm, matriz de púas de 4 mm	\$99
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$99

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador PCL es un instrumento quirúrgico ortopédico especializado para rodilla, diseñado específicamente para proporcionar un desplazamiento seguro y no traumático del ligamento cruzado posterior (LCP) y la cápsula posterior durante la artroplastia total de rodilla. Diseñado para colocarse detrás del margen tibial posterior, este separador empuja la tibia proximal hacia adelante mientras protege simultáneamente el paquete neurovascular poplíteo de los escariadores rotatorios y las sierras óseas oscilantes.

Construido con una resistencia estructural excepcional, esta configuración del Separador PCL presenta una longitud total de la herramienta de 25 cm (10 inches, \$99). Fabricado a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), el ancho de la punta de trabajo incorpora puntas de 21 mm de ancho combinadas con una matriz de púas de 4 mm específicamente diseñadas para asentarse de forma segura contra la corteza tibial posterior, evitando el desplazamiento del instrumento bajo una distracción articular vigorosa. Su mango plano ergonómico de alta resistencia proporciona a los asistentes quirúrgicos una contracción manual sostenida y sin fatiga.

Forjado con un acabado satinado mate antirreflejante, Retractor Maker fabrica el Separador PCL como un dispositivo de quirófano no estéril y reesterilizable, diseñado para soportar repetidos ciclos de autoclave hospitalario, ofreciendo una durabilidad mecánica inquebrantable, alta resistencia a la corrosión y total confiabilidad clínica para salas de cirugía de reconstrucción articular y trauma en todo el mundo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest