



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Doyen Karın Ekartörü

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Doyen Karın Ekartörü

SKU RM-DAR-25-1

\$94 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
90 mm Geniş Uç — 25 cm	RM-DAR-25-1-1	\$94
100 mm Geniş Uç — 25 cm	RM-DAR-25-1-2	\$99
115 mm Geniş Bıçak — 25 cm	RM-DAR-25-1-3	\$104

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Doyen Karın Ekartörü, büyük açık prosedürler sırasında karın duvarının ve pelvik visseraların geniş, atravmatik yer değişimini sağlamak için özel olarak tasarlanmış temel bir genel cerrahi aletidir. Yuvarlak bir tutma dudağı ile sonlanan geniş, derin kavisli bir palet ucu ile tasarlanan bu alet, iç organları fokal doku kontüzyonlarına neden olmadan ameliyat alanından güvenli bir şekilde izole eder.

Ağır abdominal karşı-çekiş için üretilen bu Doyen Karın Ekartörü modeli, asistanın ellerini steril cerrahi alanın dışında tutan 25 cm standart toplam erişim mesafesine sahiptir. Alet, seçilebilir uç genişliğinde üretilmektedir: 90 mm (\$94), 100 mm (\$99) ve 115 mm (\$104). Ergonomik sapı, uzun süreli pelvik ve visseral diseksiyonlar sırasında üstün mekanik kaldırma ve kavrama stabilitesi sağlayan geniş bir parmak halkası içerir.

Yansıma yapmayan saten mat yüzeyli, birinci sınıf medikal sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten dövülen Retractor Maker, Doyen Karın Ekartörü'nü ağır mekanik yüklere ve tekrarlanan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üreterek dünya çapındaki ameliyathanelere olağanüstü dayanıklılık ve klinik güvenilirlik sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest