



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Вагинальное зеркало-ретрактор Rigby

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Вагинальное зеркало-ретрактор Rigby

SKU RM-RSRVR-18-1

\$69 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Rigby Self-Retaining Vaginal Retractor	Общая длина 18 см, гладкие лопатки глубиной 63.5 mm, реечный замок	\$69
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$69

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Вагинальный самодержащийся ретрактор Rigby является незаменимым гинекологическим инструментом, разработанным специально для обеспечения стабильного расширения влагалищного канала во время малых и больших тазовых процедур без помощи ассистента. Конструкция с самодержащимися рычагами ножничного типа позволяет удерживать противоположные стенки влагалища под механическим напряжением, устраняя усталость рук ассистента и сохраняя обширный статичный обзор шейки матки.

Данная конфигурация ретрактора Rigby имеет общую длину 18 см (\$69) и зеркальную полировку для обеспечения гладкости и гигиеничности поверхности. Инструмент изготовлен вручную из немецкой нержавеющей стали премиум-класса для операционных; геометрия лопаток включает плоские гладкие рабочие части глубиной 63.5 mm с закругленными атравматичными краями для предотвращения защемления или повреждения слизистой. Рукоятка оснащена кольцевыми захватами и интегрированным многопозиционным реечным фиксатором (кремальерой), который надежно фиксирует инструмент при различных вариантах раскрытия без риска случайного размыкания.

Retractor Maker производит ретрактор Rigby с антибликовым сатинированным покрытием на рукоятках, что позволяет инструменту выдерживать многократные циклы автоклавирования, обеспечивая высокую коррозионную стойкость, жесткость конструкции и долговечность для гинекологических операционных и

амбулаторных клиник по всему миру.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest