



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Вагинальное зеркало Sims — полая рукоятка

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Вагинальное зеркало Sims — полая рукоятка

SKU RM-SVRHGH-23-1

\$89 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
70 mm × 25 mm — 23 cm	RM-SVRHGH-23-1-1	\$89
76 mm × 38 mm — 23 cm	RM-SVRHGH-23-1-2	\$94
90 mm × 38 mm — 23 cm	RM-SVRHGH-23-1-3	\$99

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Вагинальное зеркало Sims — полая рукоятка представляет собой усовершенствованную эргономичную одностороннюю модификацию классического зеркала-ретирактора, разработанную специально для глубокого разведения стенок влагалища при минимальной нагрузке на кисть ассистента. Инструмент оснащен удлиненным Г-образным клювовидным лезвием с мягкой удерживающей губкой, которое плавно оттесняет заднюю стенку влагалища, создавая широкий статический операционный коридор к шейке матки и апикальному своду.

Данное зеркало Sims — полая рукоятка имеет гигиеничный гладкий профиль и пожизненную гарантию от коррозии. Общая длина инструмента составляет 23 см, что позволяет рукам ассистента находиться вне операционного поля. Изготовленное вручную из немецкой нержавеющей стали премиум-класса для операционных с зеркальной полировкой, одностороннее атравматичное тупое лезвие доступно в трех клинических размерах: 70 mm × 25 mm (\$89), 76 mm × 38 mm (\$94) и 90 mm × 38 mm (\$99). Герметично запаиваемая полая рукоятка значительно снижает общий вес инструмента, обеспечивая исключительную стабильность захвата.

Retractor Maker производит вагинальное зеркало Sims — полая рукоятка с антибликовым сатиновым покрытием на рабочих поверхностях, что позволяет выдерживать многократные циклы автоклавирования. Это обеспечивает акушерским, гинекологическим и урогинекологическим центрам

по всему миру превосходную долговечность и полную клиническую надежность.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest