



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Fächer-Retraktor im Drachenstil

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Fächer-Retraktor im Drachenstil

SKU RM-KSFR-299-1

\$299 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
5 mm — Gerader Schaft	RM-KSFR-5S-1	\$299
5 mm — Gebogener Schaft	RM-KSFR-5C-1	\$299
10 mm — Gerader Schaft	RM-KSFR-10S-1	\$299
10 mm — Gebogener Schaft	RM-KSFR-10C-1	\$299

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Fächer-Retraktor im Drachenstil ist ein innovativer laparoskopischer chirurgischer Retraktor, der speziell für eine expansive, stabile viszerale Verdrängung und Organanhebung bei fortgeschrittenen laparoskopischen und bariatrischen Eingriffen entwickelt wurde. Mit geometrisch miteinander verbundenen Klingen, die sich beim Einsatz zu einer anatomischen Drachenform ausdehnen, schafft dieses Instrument eine breite dreieckige Plattform, die Leber, Magen oder Darmschlingen gleichmäßig unterstützt, lokale Druckpunkte eliminiert und ein Verrutschen der Organe verhindert.

Dieses Modell des Fächer-Retraktors im Drachenstil (299 \$), das nach klinischen Rahmenbedingungen gefertigt wurde, bietet vielseitige Schaftdurchmesseroptionen von 5 mm oder 10 mm, wählbar über vier Schaftlängenvarianten: 32 cm, 33 cm, 35 cm oder eine verlängerte 45 cm für tiefe bariatrische Korridore. Handgefertigt aus deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch), können Chirurgen zwischen geraden oder gebogenen Schaftprofilen wählen, um anatomische Konturen zu umgehen. Seine funktionalen Griffverbesserungen umfassen ein ergonomisches Griffdesign mit integrierten Verriegelungsmechanismen, die die erweiterte Drachengeometrie sicher halten, während die distalen Endfähigkeiten hochdrehmomentstarke, drehbare Klingen für eine individuelle, mehrwinklige Gewebeverdrängung aufweisen.

Geschmiedet mit einer blendfreien, satinierten Oberfläche, fertigt Retractor Maker den Fächer-Retraktor im Drachenstil so, dass er wiederholten Krankenhausautoklavenzyklen standhält. Er versorgt minimalinvasive Operationssäle, bariatrische Operationssäle und laparoskopische Onkologiezentren weltweit mit außergewöhnlicher struktureller Steifigkeit, Korrosionsbeständigkeit und vollständiger Autoklavierbarkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest