



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

РЕТРАКТОР ДЛЯ АМПУТАЦИЙ PERCY

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



РЕТРАКТОР ДЛЯ АМПУТАЦИЙ PERCY

SKU RM-PAR-1

\$399 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
24.3 cm	RM-PAR-1-1	\$399
35.0 cm	RM-PAR-1-2	\$449
42.0 cm	RM-PAR-1-3	\$499

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

РЕТРАКТОР ДЛЯ АМПУТАЦИЙ PERCY — это классический ортопедический и травматологический инструмент, разработанный специально для широкой циркулярной ретракции мягких тканей и мышц при серьезных ампутациях конечностей. Конструкция с широким круглым защитным экраном, охватывающим диафиз кости, позволяет ассистентам оттягивать пересеченные мышцы проксимальнее места распила, надежно защищая ткани от вращающихся или осциллирующих ампутационных пил.

Разработанная для экстремальной долговечности в сложных условиях травматологии, серия PERCY AMPUTATION RETRACTOR представлена в трех вариантах длины: 24.3 см (\$399) для верхних конечностей и педиатрии, 35.0 см (\$449) для трансфemorальных и транстибиальных ампутаций, и удлиненная модель 42.0 см (\$499) для бариатрических пациентов или конечностей с выраженной мускулатурой. Изготовленный вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали операционного класса, инструмент оснащен асимметричной съемной рукояткой, которая обеспечивает максимальное тяговое усилие и позволяет быстро разбирать устройство для стерилизации.

Матовое антибликовое покрытие Satin finish от Retractor Maker гарантирует устойчивость к сильным механическим нагрузкам и многократным циклам автоклавирования, обеспечивая травматологические центры, военные госпитали и ортопедические клиники по всему миру бескомпромиссной надежностью.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest