



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Lone Star Retractor (Ginecología y Urología Masculina)

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Ronald Cameron



Separador Lone Star Retractor (Ginecología y Urología Masculina)

SKU RM-LSR-GMU-1

\$399 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Aro pequeño — 16.6 cm x 16.2 cm (Ginecología/Urología)	RM-LSR-GMU-1-1	\$384
Aro estándar — 25.3 cm x 11.3 cm (Ginecología/Urología)	RM-LSR-GMU-1-2	\$399
Aro grande — 32.5 cm x 18.3 cm (Ginecología/Urología)	RM-LSR-GMU-1-3	\$414

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Lone Star Retractor (Ginecología y Urología Masculina) es un separador quirúrgico autoestático especializado, diseñado para establecer una visibilidad operativa sin obstrucciones durante intervenciones uroginecológicas y urológicas masculinas complejas. Al asegurar los ganchos elásticos a lo largo de su anillo exterior articulado, esta plataforma ofrece una retracción multidireccional y manos libres que elimina la fatiga del asistente mientras preserva los delicados tejidos genitales y perineales.

Diseñado para adaptarse perfectamente a la anatomía de la pelvis y la ingle, este marco Lone Star Retractor (Ginecología y Urología Masculina) cuenta con una arquitectura articulada que se flexiona para quedar plano contra el perineo o el abdomen inferior del paciente. Las muescas perimetrales integradas bloquean los elásticos de forma segura en posiciones microincrementales, lo que permite a los cirujanos ajustar fácilmente los vectores de tensión sin desgarrar los colgajos mucosos ni causar isquemia localizada.

Fabricado en aluminio anodizado de grado médico y Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico con un acabado satinado sin reflejos, Retractor Maker suministra el Lone Star Retractor (Ginecología y Urología Masculina) no estéril y totalmente autoclavable dentro de una caja protectora individual, proporcionando a los centros quirúrgicos una plataforma de retracción pélvica indispensable y de larga

duración.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)