



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Leyla Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Leyla Retractor

SKU RM-LR-1

\$1,199 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Fixierbasis für zwei flexible Arme	Zentraler Montageblock, der beide flexiblen Arme am Haltestab verankert
2	Flexible Arme	Mehrgelenkige Friktionsarme, die für eine präzise Positionierung um 360 Grad beweglich sind
2	Halterungen für flache Hirnspatel	Endseitige Montageadapter zur Verbindung der Spatel mit den flexiblen Armen
1	Kugelgelenk für Tischfixierung	Mehrachsiges Gelenk, das eine flexible Anwinkelung des Haltestabs an der Tischschiene ermöglicht
1	Haltestab für Fixierung	Massive Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch)stange, die das System über die OP-Abdeckebene hebt
1	Kupplungskopf	Hochleistungs-Klemmblock zur Arretierung des Haltestabs an den Seitenschienen des OP-Tisches
2	Halter für flache Hirnspatel	Präzisions-Spannmechanismen zum sicheren Greifen flacher/flexibler Hirnspatel
1	Aufbewahrungskoffer aus Holz	Passgenaue Schutzbox für sichere Lagerung, Transport und Bestandskontrolle

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Leyla Retractor ist ein klassisches, hochgeschätztes neurochirurgisches Retraktorsystem, das für die atraumatische, mikroverstellbare Hirngewebsretraktion bei kranialen und spinalen Eingriffen entwickelt wurde. Dieses Zweiarmsystem wird über einen Hochleistungs-Kupplungskopf und ein Kugelgelenk sicher an der Zubelehrschiene des Operationstisches verankert. Es isoliert Retraktionslasten, um eine zitterfreie Exposition ohne Ermüdung des Assistenten zu gewährleisten.

Diese komplette Konfiguration des Leyla Retractor wurde für eine flüssige Artikulation und eine schnelle intraoperative Anpassung entwickelt und verfügt über einen Haltestab aus massivem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch), eine Fixierbasis für zwei Arme und zwei mehrgelenkige, flexible Friktionsarme. Die distalen Enden verfügen über Präzisions-Spatelspannmechanismen und Halterungen für flache Hirnspatel, die um 360 Grad rotieren können. Dies ermöglicht es Chirurgen, in engen Korridoren eine feinfühligere, millimetergenaue Gewebeverdrängung vorzunehmen.

Hergestellt aus nicht-magnetischem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) in medizinischer Qualität mit einem reflexionsfreien Satin-Finish, liefert Retractor Maker den Leyla Retractor unsteril und voll autoklavierbar in einem passgenauen Holzkoffer für maximalen Schutz und eine saubere Präsentation im OP.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest