



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Rochard Retractor

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Rochard Retractor

SKU RM-RR-1

\$1,699 USD

コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
2	レールクランプ	手術台レール取付用
2	テーブルサイドバー	26" (マウントフレーム)
1	テーブルクロスバー	21" (マウントフレーム)
1	Rochard固定装置	フレーム固定機構
1	Rochard腹部レトラクター	50 × 90 mm
1	Rochard腹部レトラクター	50 × 105 mm
1	Rochard腹部レトラクター	50 × 120 mm

製品詳細

Rochard Retractorは、上腹部の手術において安定した上方挙上と広範な側方展開を実現するために設計された、伝統的なテーブル固定式の自己保持型開腹フレームです。手術台の両側にしっかりと固定されるバイラテラル・ブリッジ構造により、用手鉤保持による身体的負担を解消しながら、肋骨弓縁や深部内臓組織の強固な術野露出を維持します。

強力な腹壁開創用に設計されたRochard Retractorシステムは、2つの堅牢なレールクランプ、2本の26インチ垂直サイドバー、1本の21インチクロスバー、および専用のRochard固定装置で構成されています。機械式スクリュウテンション装置により、付属の3種類の幅広腹部ブレード（50 × 90 mm、50 × 105 mm、50 × 120 mm）に対し、微調整可能な強力な上方レバレッジをかけることができ、滑ることなく肋骨弓を持ち上げることが可能です。

医療グレードのサージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）に反射防止サテン仕上げを施した Retractor MakerのRochard Retractorは、厳格な病院仕様に基づいて製造されており、世界中の外科チームに信頼できる耐久

性と完全なオートクレーブ対応を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest