



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Sandhu Sinir Kökü Ekartörü

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Sandhu Sinir Kökü Ekartörü

SKU RM-SNRR-243-1

\$54 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Sandhu Sinir Kökü Ekartörü	24.3 cm toplam uzunluk, 3.2 mm künt uç, 90° dövuilebilir şaft	\$54
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$54

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Sandhu Sinir Kökü Ekartörü, posterior lomber diskektomi ve dekompresyon sırasında hassas sinir köklerinin ve tekal kesenin güvenli, travmatik olmayan retraksiyonunu ve korunmasını sağlamak için özel olarak tasarlanmış uzman bir spinal mikrocerrahi aletidir. İnce ve dövülebilir şaftı sayesinde, omurga cerrahlarının mikroskobik görüş hattını engellemeden zorlu interlaminer koridorlarda ilerlemek için çalışma açısını ameliyat sırasında bükmesine ve ayarlamasına olanak tanır.

Derin operatif erişim mesafesi ve mikro hassasiyet için üretilen bu Sandhu Sinir Kökü Ekartörü konfigürasyonu, 24.3 cm (\$54) toplam alet uzunluğuna sahiptir. Olağanüstü dayanıklılık ve korozyon direnci sağlamak için birinci sınıf ameliyathane kalitesinde Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen çalışma ucu profili, nazik doku manipülasyonu sağlamak ve lokal travmayı en aza indirmek için tasarlanmış 3.2 mm genişliğinde künt bir bıçak düzenine sahiptir. Şaft geometrisi, doku gerilimi altında geri esnemenen formunu koruyan 90° açılı dövülebilir bir şaft konfigürasyonuna sahiptir. Ergonomik sapı rafine dokunsal geri bildirim sunar.

Parlamayı önleyen saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, Sandhu Sinir Kökü Ekartörünü tekrarlayan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üreterek dünya çapındaki nöroşirürji suitlerine ve ortopedik omurga merkezlerine sarsılmaz yapısal güvenilirlik, yüksek korozyon direnci ve tam klinik güvenilirlik sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest