



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de la luvette Lothrop Uvula Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur de la luette Lothrop Uvula Retractor

SKU RM-LUR-1

\$44 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
17 cm	RM-LUR-1-1	\$44
25 cm	RM-LUR-1-2	\$49

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le Lothrop Uvula Retractor est un écarteur chirurgical d'oto-rhino-laryngologie indispensable, conçu spécifiquement pour assurer une élévation sûre et non traumatique ainsi qu'un déplacement vers l'avant de la luette et du voile du palais lors des interventions sur le pharynx postérieur et les adénoïdes. Conçu avec une face de lame à courbure anatomique, cet instrument permet aux chirurgiens ORL d'accéder au nasopharynx de manière nette, sans provoquer de déchirure muqueuse ou d'œdème uvulaire postopératoire.

Conçue pour une adaptabilité anatomique totale, cette série Lothrop Uvula Retractor est fabriquée à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique)(\$44) pour les procédures intra-orales de routine et un modèle allongé de 25 cm (\$49) pour un accès transoral profond. Les chirurgiens peuvent choisir entre deux profils de dimensions de lame : 17 mm × 20 mm pour l'anatomie pédiatrique et adulte ciblée, ou 18 mm × 40 mm pour une élévation palatine large. Son manche ergonomique assure un levier manuel stable et sans fatigue pour les assistants opératoires.

Forgé avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker fabrique le Lothrop Uvula Retractor pour résister aux cycles de stérilisation hospitaliers répétitifs, offrant aux services ORL, aux cliniques de chirurgie plastique et aux blocs opératoires du monde entier une durabilité exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une compatibilité totale avec l'autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest