



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur rotulien AORI

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur rotulien AORI

SKU RM-APR-1

\$69 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
5" (12.7 cm), extrémité utile 10 mm	RM-APR-1-1	\$69
7" (17.8 cm), partie utile 10 mm	RM-APR-1-2	\$79

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur rotulien AORI est un instrument orthopédique essentiel pour le genou, conçu pour faciliter la subluxation ou l'éversion sécurisée de la rotule lors de l'arthroplastie totale du genou primaire et de révision. En s'ancrant fermement autour de la patella, cet écarteur maintient un dégagement visuel complet de la gorge trochléenne et de l'espace articulaire fémoro-patellaire sans exercer de stress focal excessif sur le tendon patellaire.

Conçu pour maximiser la stabilité de maintien opératoire, l'écarteur rotulien AORI est disponible en deux longueurs au choix : un modèle compact de 5-inch (\$69) et un modèle à portée étendue de 7-inch (\$79). L'extrémité travaillante de 10 mm intègre une conception anatomique dotée de trois griffes courbes positionnées symétriquement sur les deux bords des bras, offrant une stabilisation multipoint qui empêche tout glissement des bords osseux. Sa poignée ergonomique assure un contrôle manuel confortable, réduisant la fatigue de la main de l'assistant lors de reconstructions articulaires prolongées.

Forgé à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) supérieure avec une finition mate satinée sans reflet, Retractor Maker fournit l'écarteur rotulien AORI non stérile et entièrement autoclavable dans un emballage protecteur, offrant une résistance mécanique élevée et une résistance à la corrosion pour les blocs opératoires orthopédiques du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest