



# RETRACTOR MAKER

## ÜRÜN BROŞÜRÜ

Cooley Atrial Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



## Cooley Atrial Ekartör

SKU RM-CAR-1

**\$64 USD**

### MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

| EBAT / SEÇENEK | SKU / DETAYLAR | FİYAT (USD) |
|----------------|----------------|-------------|
| Küçük Model    | RM-CAR-1-1     | \$64        |
| Orta Boy Model | RM-CAR-1-2     | \$69        |
| Büyük Model    | RM-CAR-1-3     | \$74        |

### ÜRÜN AÇIKLAMASI

Cooley Atrial Ekartör, açık kalp prosedürleri sırasında sol atriyum ve mitral kapak anulusunun net ve atravmatik vizüalizasyonunu sağlamak için özel olarak tasarlanmış birinci sınıf bir kardiyak cerrahi alettir. Anatomik olarak kavisli distal paleti ile tasarlanan bu enstrüman, cerrahların atriyal duvarı ve interatriyal septumu temiz bir şekilde kaldırmasına olanak tanıyarak kapak muayenesi ve onarımı için engelsiz bir görüş hattı oluşturur.

Optimal derin kavite erişimi için üretilen bu Cooley Atrial Ekartör modeli, asistanın ellerini birincil operasyon alanından güvenli bir mesafede tutan 24 cm'lik standart bir toplam yapısal uzunluğa sahiptir. Enstrüman, cerrahi ekiplerin hastaya özgü atriyal odacık boyutlarına uyum sağlamasına olanak tanıyan üç seçilebilir bıçak boyutunda üretilir: Küçük (\$64), Orta (\$69) ve Büyük (\$74). İnce shaftı ve dengeli ergonomik yassı sapı, hassas intrakardiyak dikiş sırasında yorulmadan manuel karşı traksiyon sağlar.

Yansıma yapmayan saten mat kaplamalı, birinci sınıf tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten dövülen Retractor Maker, Cooley Atrial Ekartör'ü tekrarlayan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üreterek dünya çapındaki kardiyotorasik cerrahi merkezlerine üstün korozyon direnci, sarsılmaz yapısal sertlik ve güvenilir dayanıklılık sunar.



# TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

## RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

**info@retractormaker.com**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Web Siteleri

**retractormaker.com**  
**retractormanufacturer.com**

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

## BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest