



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Hargis Koronoid-Retraktor mit Kette

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Hargis Koronoid -Retraktor mit Kette

SKU RM-HCRWC-1

\$49 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Hargis Koronoid-Retraktor	19 cm Gesamtlänge, gekerbte Koronoid-Klinge — 1
1	Integrierte Retraktionskette	20 cm hochbelastbare Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch)-Gliederkette — 1
1	Schutzhülle / Box	Individuelle Versandverpackung — 1

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Hargis Koronoid-Retraktor mit Kette ist ein spezialisierter maxillofazialer chirurgischer Wundhaken, der speziell für die zuverlässige, freihändige Freilegung des Processus coronoideus und des aufsteigenden Unterkieferastes bei orthognathen Eingriffen entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem anatomisch gekerbten Schnabel, der sicher über den Vorderrand des Koronoids greift, verdrängt dieses Instrument die Sehne des M. temporalis sicher aus dem Bereich sagittaler Spalt- und Sägeschnitte.

Diese für hohe operative Kräfte ausgelegte Konfiguration des Hargis Koronoid-Retraktors mit Kette verfügt über eine Gesamtlänge von 19 cm (\$49) in Kombination mit einer hochbelastbaren 20 cm Retraktionskette. Die Kettenbaugruppe ermöglicht es dem OP-Team, chirurgische Gewichte anzubringen oder den Retraktor so zu platzieren, dass eine kontinuierliche gravitative Gegenzugkraft entsteht, was die Ermüdung der Hände der Assistenz eliminiert und das Sichtfeld frei hält. Die konturierte Klingenform schmiegt sich sauber um den vorderen Ramusrand, ohne die tiefe Mundschleimhaut zu verletzen.

Geschmiedet aus hochwertigem medizinischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit reflexionsfreiem Satin-Matt-Finish, fertigt Retractor Maker den Hargis Koronoid-Retraktor mit Kette für die dauerhafte Aufbereitung im Krankenhausbetrieb. Er bietet Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgen sowie kraniofazialen Chirurgen weltweit eine außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit, mechanische Stabilität und

vollständige Autoklavierbarkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest