



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Vaginal Jackson

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Vaginal Jackson

SKU RM-JVR-1

\$44 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
75 mm x 38 mm	RM-JVR-1-1	\$44
90 mm x 38 mm	RM-JVR-1-2	\$49
100 mm x 38 mm	RM-JVR-1-3	\$54

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Vaginal Jackson é um instrumento cirúrgico ginecológico essencial, projetado especificamente para proporcionar o deslocamento seguro de tecidos em superfícies amplas das paredes vaginais e do assoalho pélvico. Projetado com uma lâmina côncava anatomicamente curva, este afastador permite que os cirurgiões deprimam a parede vaginal posterior suavemente, estabelecendo um corredor visual expansivo para o colo do útero e a cúpula sem causar lacerações mucosas focais.

Construído para adaptabilidade clínica, este modelo de Afastador Vaginal Jackson mantém uma estrutura de comprimento total fixa de 18 cm, oferecendo múltiplos tamanhos de modelo selecionáveis e áreas de superfície de lâmina dinâmicas no menu de configuração. Os cirurgiões podem escolher entre três dimensões padronizadas de lâmina: 75 mm x 38 mm (\$44), 90 mm x 38 mm (\$49) e um perfil estendido de 100 mm x 38 mm (\$54) categorizados nas configurações Tamanho #1 e Tamanho #2. Seu cabo ergonômico em ângulo proporciona aos assistentes cirúrgicos uma alavancagem manual constante e sem fadiga durante procedimentos reconstrutivos pélvicos prolongados.

Forjado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de qualidade premium com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Vaginal Jackson para suportar ciclos repetitivos de esterilização hospitalar, proporcionando às equipes de obstetrícia, ginecologia e uroginecologia em todo o mundo excepcional durabilidade, resistência à corrosão e total compatibilidade com

autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)