



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Hoyos Distal

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Hoyos Distal

SKU RM-HDR-1

\$349 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
7.5 cm Variante Corta — 7.5 cm (aprox. 3.0")	RM-HDR-1-1	\$349
15.0 cm Long Variant — 15.0 cm (approx. 6.0")	RM-HDR-1-2	\$399

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Hoyos Distal es un separador quirúrgico estético especializado, diseñado específicamente para proporcionar una elevación amplia de los tejidos blandos distales y una visibilidad precisa durante los procedimientos de abdominoplastia de alta definición y contorno corporal. Diseñado en colaboración con las técnicas modernas de lipoabdominoplastia, este instrumento permite a los cirujanos mantener bolsillos quirúrgicos limpios mientras esculpen los detalles musculares anatómicos superficiales sin aplastar los colgajos cutáneos vascularizados.

Fabricado para adaptarse a las dimensiones variables del bolsillo quirúrgico, este Separador Hoyos Distal se ofrece en dos configuraciones longitudinales seleccionables: una variante de 7.5 cm Corto (\$349) para la elevación localizada del colgajo distal y una variante extendida de 15 cm Largo (\$399) para el acceso a bolsillos quirúrgicos profundos. La hoja distal curva y pulida distribuye la contratracción de manera uniforme para proteger la microcirculación dérmica, mientras que el mango de alta resistencia proporciona a los asistentes quirúrgicos una palanca manual estable durante el contorno prolongado.

Forjado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), Retractor Maker produce el Separador Hoyos Distal para resistir ciclos repetitivos de autoclave hospitalario, proporcionando a las clínicas de cirugía plástica y estética de todo el mundo una estabilidad clínica, rigidez estructural y resistencia a la corrosión inigualables.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)