



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

McCabe Antral Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



McCabe Antral Retractor

SKU RM-MAR-658-1

\$99 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Standard — 6 5/8 in	RM-MAR-658-1-1	\$99

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der McCabe Antral Retractor ist ein unverzichtbarer chirurgischer Retraktor für die HNO-Heilkunde, der speziell für die sichere, freihändige Retraktion von Weichteilgewebe und Wangen bei Kieferhöhlenoperationen und Caldwell-Luc-Interventionen entwickelt wurde. Ausgestattet mit spezialisierten gebogenen Schäften, hebt dieses Instrument das Labial- und Wangengewebe sauber von der Fossa canina ab und schafft so einen ungehinderten operativen Korridor zum Antrum maxillare.

Diese für absolute strukturelle Kontrolle konstruierte Konfiguration des McCabe Antral Retractor weist eine Gesamtlänge von 6 5/8 Zoll (16.83 cm, \$99) auf. Das aus hochwertigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) handgefertigte Instrument verfügt über gebogene Schäfte in Kombination mit einem zentralisierten 2-Blatt-Retraktionslayout, das die Schleimhautränder unter kontinuierlicher mechanischer Spannung fixiert. Die Griffbaugruppe umfasst Fingerring-Griffe mit einer integrierten mehrstufigen Ratschenarretierung, die eine Ermüdung der Assistentenhand bei umfangreichen Antrumexplorationen verhindert.

Mit einem blendfreien seidenmatten Finish gefertigt, stellt Retractor Maker den McCabe Antral Retractor so her, dass er wiederholten Sterilisationszyklen im Krankenhaus standhält. Damit bietet er HNO-Abteilungen, MKG-Kliniken und Operationssälen weltweit außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit, mechanische Stabilität und vollständige Autoklavierbarkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest