



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ретрактор корешка нерва Campbell

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ретрактор корешка нерва Campbell

SKU RM-CNRR-1

\$69 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Campbell Nerve Root Retractor	Длина 8 ¾" (22.2 cm), лезвие шириной 10–10.5 mm	\$69
Защитный чехол / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$69

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ретрактор корешка нерва Campbell — это специализированный хирургический инструмент для позвоночника, разработанный специально для обеспечения безопасной, атравматичной ретракции и защиты текального мешка и выходящих нервных корешков во время операций по декомпрессии поясничного отдела. Благодаря удлинённому тонкому стержню этот ретрактор обеспечивает хирургам-вертебрологам глубокую визуализацию интерламинарного пространства, при этом удерживая рукоятку инструмента вне прямой линии видимости микроскопа.

Созданная для оптимальной работы с нейрональной тканью, эта модель Campbell Nerve Root Retractor имеет общую длину 8 ¾ inches (22.2 cm) в сочетании с широким профилем лезвия от 10 mm до 10.5 mm. В отличие от зондов с узким наконечником, которые создают риск очагового некроза от давления, такая конструкция с широким лезвием равномерно распределяет тяговое усилие по нейрональным оболочкам, осторожно отводя нервные волокна от вращающихся боров, дисковых кусачек и межтеловых кейджей. Эргономичная рукоятка обеспечивает тонкую тактильную обратную связь и нескользящий контроль во время деликатных манипуляций при дискэктомии.

Изготовленный из высококачественной хирургической нержавеющей стали с антибликовым сатинированным матовым покрытием, Retractor Maker предоставляет Campbell Nerve Root Retractor нестерильным и полностью автоклавируемым в защитной упаковке, обеспечивая спинальные и

нейрохирургические операционные по всему миру непревзойденной точностью и коррозионной стойкостью.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest