



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Scoville-Richter Self Retaining Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Scoville-Richter Self Retaining Retractor

SKU RM-SRSRR-155-1

\$395 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Selbsthaltender Basisrahmen	Haupt-Gleitschienenchassis zur Fixierung anspruchsvoller Expositionen
1	Abnehmbare 3-zinkige halbscharfe Lateralvalve	62 mm × 37 mm Krallenaufsatz zur Sicherung tiefer Gewebeoberflächen
1	Abnehmbare 4-zinkige halbscharfe Lateralvalve	62 mm × 52 mm Krallenaufsatz zur Spreizung breiterer Geweberänder
1	Integrierte manuelle Schraubsperr	Mechanische Drehklemme für stabilen Halt zur Minimierung der Ermüdung
2	Ergonomische Retraktorarme	Leichte Doppelgriffprofile mit glatten Außenkanten
1	Schutzbox / Verpackung	Standard-Transportverpackung

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Scoville-Richter Self Retaining Retractor ist ein spezialisierter, hochbelastbarer chirurgischer Wirbelsäulen-Retraktor, der gezielt dafür entwickelt wurde, zähe, resistente paraspinale Musklexpositionen während lumbaler Wirbelsäuleneingriffe sicher in Position zu halten. Ausgestattet mit einer ultrastarken Basisschiene und mehrzinkigen Valven ermöglicht dieses Instrument Chirurgen eine breite laterale Retraktion starker Muskulatur, ohne dass es zu intraoperativen Dislozierungen der Valven oder Gewebehernien kommt.

Dieses Scoville-Richter Self Retaining Retractor Komplettsset (\$395) wurde nach klinischen Rahmenspezifikationen gefertigt und verfügt über ein starreres Gleitschienensystem, das sich horizontal bis zu einem Limit von 155 mm öffnet. Das aus deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch)

handgefertigte modulare System umfasst eine abnehmbare 3-zinkige halbscharfe Lateralvalve mit den Maßen 62 mm × 37 mm (37 mm breit × 62 mm lang) zur Sicherung tiefer Gewebeoberflächen sowie eine verbreiterte, abnehmbare 4-zinkige halbscharfe Lateralvalve mit 62 mm × 52 mm (52 mm breit × 62 mm lang) zur sicheren Spreizung breiterer Geweberänder. Die integrierte manuelle Schraubbarretierung gewährleistet einen unverrückbaren Halt, der die Ermüdung des Anwenders bei längeren Eingriffen minimiert.

Mit einem entspiegelten Satin-Matt-Finish geschmiedet, fertigt Retractor Maker den Scoville-Richter Self Retaining Retractor so, dass er hohen mechanischen Gegenkräften und repetitiven Autoklavierzyklen standhält. Damit bietet er neurochirurgischen Operationssälen, Wirbelsäulenzentren und orthopädischen Traumazentren weltweit außergewöhnliche Langlebigkeit, Korrosionsbeständigkeit und vollständige Sterilisierbarkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest