



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Greenberg Simplicity Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Greenberg Simplicity Retractor

SKU RM-GSR-1

\$2,499 USD

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Greenberg Primary Bar	6" (15 cm) — kafatası klempine tek noktalı rijit ankraj
1	Greenberg Floating Secondary Bar	12" (30 cm) — esnek kolların montajı için odaklanmış ikincil ray
4	Greenberg Long Retractor Arms	9.5" (24 cm) — hassas bıçak tutuşu için çok eksenli sürtünmeli esnek kollar
1	Greenberg Hand Rest	10" (25 cm) — ayarlanabilir ön kol destek platformu
1	Greenberg Pattie Tray	3" x 6 3/4" (7.5 x 16.8 cm) — nöro-patileri ve aletleri saklamak için çerçeveye monte edilir
1	Compact Sterilization Box	Özel kalıplı düzen — kompakt, delikli düzenleyici ve sterilizasyon kutusu
1	Malleable Tapered Retractor Blade	9" x 1/4" x 3/4" — geniş kortikal koruma için ekstra geniş bıçak
1	Malleable Tapered Retractor Blade	9" x 5/32" x 5/8" — lobar ekartasyon için orta genişlikte bıçak
1	Malleable Tapered Retractor Blade	9" x 1/8" x 1/2" — derin interhemisferik erişim için standart bıçak
1	Malleable Tapered Retractor Blade	9" x 3/32" x 3/8" — dar sisternal yollar için ince konik bıçak

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Malleable Tapered Retractor Blade	9" x 1/16" x 1/4" — hassas sınır/damar ayrımı için mikro bıçak

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Greenberg Simplicity Retractor, hedefe yönelik kraniyal prosedürler sırasında hızlı kurulum ve engelsiz erişim için tasarlanmış, alan tasarrufu sağlayan, akıcı bir beyin cerrahisi retractor sistemidir. Cerrahi alan çevresinde minimum donanım karmaşası gerektiren işlemler için ideal olan bu sistem, hafif ve kompakt yapısını korurken tavizsiz tutuş gücü sunar.

Küçük kraniotomiler ve odaklanmış maruziyetler için optimize edilen Greenberg Simplicity Retractor; bir adet 6-inch ana sabitleme barı, bir adet 12-inch yüzer ikincil bar, dört adet 9.5-inch çok eksenli sürtünmeli esnek kol ve 10-inch ergonomik el desteğini bir araya getirir. Set, çerçeveye monte edilebilir bir pati tepsisinin yanı sıra, hassas kortikal ve derin sisternal tutma gereksinimlerini karşılamak için beş adet çift uçlu dövuzebilir konik retractor bıçağı (1.6 mm mikro uçlardan 19 mm geniş bıçaklara kadar) içerir.

Tamamı yansıma önleyici saten kaplamalı, manyetik olmayan, tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten imal edilen Retractor Maker, Greenberg Simplicity Retractor sistemini steril olmayan şekilde ve tekrarlanan ameliyathane döngüleri için üretilmiş özel kalıplı, kompakt delikli sterilizasyon kutusu içinde tam otoklavlanabilir olarak sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest