



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ferreira breast augmentation Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ferreira breast augmentation Retractor

SKU RM-FBAR-1

\$99 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Ferreira breast augmentation Retractor	Рукоятка 5 1/8" (130 mm), изогнутое сужающееся лезвие 25 x 171 mm	\$99
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$99

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ретрактор Ferreira breast augmentation Retractor — это признанный во всем мире инструмент для эстетической хирургии, разработанный специально для широкого атравматичного подъема тканей и визуализации ложа при косметических и реконструктивных операциях на груди. Благодаря удлиненному изогнутому профилю лезвия этот ретрактор позволяет хирургам плавно отсекаать и приподнимать большую грудную мышцу, формируя обширный рабочий карман для установки силиконовых или солевых имплантатов.

Данная конфигурация ретрактора Ferreira breast augmentation Retractor, созданная для обеспечения оптимального зазора и безопасности тканей, включает рукоятку 5 1/8-inch (130 mm) и лезвие шириной 25 mm и длиной 171 mm. Геометрия лезвия с изогнутым сужающимся контуром позволяет безопасно поддерживать нежные мягкие ткани, не вызывая локального некроза от давления или деформации кожи. Эргономичная рукоятка обеспечивает ассистенту стабильное ручное усилие без утомления на протяжении всего процесса подготовки глубокого кармана.

Изготовленный из высококачественной медицинской хирургической нержавеющей стали с безбликовым сатиновым матовым покрытием, Ferreira breast augmentation Retractor от Retractor Maker выдерживает многократные циклы больничной стерилизации. Это гарантирует бригадам пластической, эстетической и онкологической хирургии превосходную коррозионную стойкость, структурную жесткость и полную

долговечность при автоклавировании.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest