



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de rebord antéromédial du col fémoral antérieur

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur de rebord antéromédial du col fémoral antérieur

SKU RM-AFNAR-1

\$49 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Anterior Femoral Neck Anteromedial Rim Retractor	Longueur 15" (37.46 cm), lame courbe, manche hexagonal	\$49
Housse / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$49

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de rebord antéromédial du col fémoral antérieur est un instrument chirurgical orthopédique robuste conçu spécifiquement pour exposer le col fémoral antérieur et le rebord acétabulaire antéromédial lors des procédures de remplacement total de la hanche. Conçu avec une courbure anatomique qui s'adapte au fémur proximal, cet instrument permet aux assistants chirurgicaux de maintenir un levier constant tout en écartant les tissus mous de la tête et du col du fémur.

Conçu pour les interventions pelviennes et de la hanche en cavité profonde, cette configuration d'écarteur de rebord antéromédial du col fémoral antérieur présente une lame allongée de 15" (37.46 cm) qui maintient les mains de l'assistant en toute sécurité à l'extérieur du champ opératoire du chirurgien. La lame distale courbe et angulée est profilée pour s'appuyer fermement contre la crête osseuse antéromédiale sans endommager les faisceaux neurovasculaires adjacents. Son manche hexagonal spécialisé assure un contrôle rotationnel antidérapant, une stabilité de préhension optimale et une réduction de la fatigue manuelle lors d'une rétraction prolongée.

Forgé dans un Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), Retractor Maker fabrique l'écarteur de rebord antéromédial du col fémoral antérieur pour résister à des couples orthopédiques élevés et à des cycles répétés de stérilisation à la vapeur, offrant aux équipes de reconstruction articulaire une fiabilité clinique durable.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest