



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Levasseur Merrill de Fibra Óptica

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Levasseur Merrill de Fibra Óptica

SKU RM-LMR-FO-1

\$139 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Levasseur Merrill Retractor Fiber Optic	Dimensões / Detalhes: 25 cm de comprimento, lâmina de 12,5 / 27 mm, feixe de luz de fibra óptica · Quantidade Incluída: 1
1	Adaptador Universal de Cabo de Luz	Dimensões / Detalhes: Conecta-se a cabos de luz padrão de centro cirúrgico · Quantidade Incluída: 1
1	Luva / Caixa Protetora	Dimensões / Detalhes: Embalagem padrão de transporte · Quantidade Incluída: 1

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Levasseur Merrill de Fibra Óptica é um afastador cirúrgico bucomaxilofacial iluminado de primeira linha, desenvolvido especificamente para fornecer proteção segura dos tecidos moles combinada com iluminação óptica direta e sem sombras durante osteotomias verticais do ramo. Ao canalizar luz de alta intensidade ao longo do contorno interno de sua lâmina em canal, este instrumento elimina sombras em túneis intraorais profundos, permitindo que os cirurgiões executem cortes de osteotomia vertical com absoluta confiança anatômica.

Construído para intervenções ósseas mandibulares sem concessões, este modelo do Afastador Levasseur Merrill de Fibra Óptica apresenta um comprimento total de instrumento de 25 cm (\$139). Fabricado artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), o instrumento incorpora configurações especializadas de parâmetros de osteotomia com métricas dimensionais de 12,5 mm / 27 mm, explicitamente otimizadas para osteotomias verticais. Seu feixe de fibra óptica integrado inclui um conector universal compatível com cabos de luz padrão de centro cirúrgico (Storz, Olympus, Wolf, ACMI), garantindo conectividade sem esforço às fontes de luz.

Desenvolvido com acabamento acetinado fosco antirreflexo em todas as superfícies metálicas, a Retractor Maker produz o Afastador Levasseur Merrill de Fibra Óptica para suportar ciclos repetitivos de esterilização hospitalar, proporcionando aos centros cirúrgicos bucomaxilofaciais e ortognáticos em todo o mundo clareza óptica excepcional, rigidez estrutural inabalável e durabilidade total em autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)