



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Эндоскопический ретрактор Daniel для нервов лба

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Эндоскопический ретрактор Daniel для нервов лба

SKU RM-DEFNR-1

\$54 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Daniel Endoscopic Forehead Nerve Retractor	Вылет 9 ¾" (17 cm), изогнутый влево профиль	\$54
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$54

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Эндоскопический ретрактор Daniel для нервов лба — это специализированный инструмент для эстетической и пластической хирургии, разработанный для безопасной, атравматичной мобилизации нервов и ретракции тканей при эндоскопическом лифтинге лба и бровей. Созданный для работы в паре с жесткими эндоскопами, этот инструмент позволяет хирургам отслаивать и приподнимать поднадкостничные слои тканей, защищая при этом деликатные надглазничные и надблоковые сосудисто-нервные пучки.

Данная конфигурация ретрактора Daniel, рассчитанная на динамичный доступ в ограниченном пространстве, имеет общую длину 9 ¾" (17 cm, \$54). Его рабочая часть имеет специальную изогнутую влево (Curved Left) форму, спроектированную для навигации и удержания мягких тканей вокруг сложных нервных сплетений без риска растяжения нерва или разрыва сосудов. Эргономичная плоская рукоятка обеспечивает тактильную чувствительность и контроль без скольжения во время формирования эндоскопических туннелей.

Изготовленный из медицинской хирургической нержавеющей стали с безбликовым сатиновым матовым покрытием, Retractor Maker предоставляет ретрактор Daniel нестерильным и полностью автоклавируемым в защитной упаковке, обеспечивая пластических и реконструктивных хирургов по всему миру исключительной долговечностью, балансировкой и точностью манипуляций.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest