



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Pélvico St. Marks

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Pélvico St. Marks

SKU RM-SMPR-1

\$79 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
11 ½" Variante con labio — 11 ½" (29.2 cm)	RM-SMPR-1-1	\$79
13" Variante con reborde — 13" (33.0 cm)	RM-SMPR-1-2	\$84
13" Variante sin reborde — 13" (33.0 cm)	RM-SMPR-1-3	\$89

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Pélvico St. Marks es un instrumento de cirugía de cavidad profunda aclamado internacionalmente, diseñado específicamente para proporcionar un desplazamiento visceral seguro y amplio, así como retracción muscular durante procedimientos colorrectales, pélvicos y ginecológicos profundos. Diseñado con una hoja alargada en ángulo recto, este instrumento permite a los equipos quirúrgicos desplazar la vejiga, el útero y el peritoneo pélvico de manera limpia, manteniendo un corredor visual sin obstrucciones hacia el espacio presacro y el suelo pélvico profundo.

Construida para resistir ciclos de esterilización en autoclave de alta frecuencia y con una garantía de por vida contra el óxido y defectos de material, esta serie de Separador Pélvico St. Marks ofrece tres modelos de configuración distintos: una variante de longitud de 11 ½ pulgadas (\$79) equipada con una hoja con reborde de 35 mm x 45 mm, una variante de longitud de 13 pulgadas con reborde (\$84) que presenta una hoja de 60 mm x 45 mm, y una variante de longitud de 13 pulgadas sin reborde (\$89) con una hoja de 60 mm x 45 mm. Fabricada a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), los márgenes redondeados de la hoja evitan la perforación visceral, mientras que el robusto mango ergonómico ofrece un apalancamiento manual sin fatiga.

Forjado con un acabado satinado mate antirreflejante, Retractor Maker fabrica el Separador Pélvico St. Marks para soportar una inmensa contracción mecánica, dotando a las salas de cirugía colorrectal, quirófanos urológicos y centros de oncología ginecológica en todo el mundo de una rigidez estructural inquebrantable, resistencia a la corrosión y durabilidad total en autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest