



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Denis-Browne Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Denis-Browne Retractor

SKU RM-DBR-SET-1

\$499 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Selbsthaltender kreisförmiger Grundrahmen	175 mm × 150 mm Chassis für Allrichtungs-Sichtbarkeit
2 (1 Paar)	Austauschbare flache Gewebevalven	40 mm × 30 mm gebogene Spitzen, ideal für delikate Schichten
2 (1 Paar)	Austauschbare tiefe Gewebevalven	40 mm × 40 mm gebogene Spitzen, optimiert für voluminöses Gewebe
4	Quick-Slide-Wechselstiftsperrn	Slide-and-Lock-Verankerungsmechanismus zur Reduzierung der Fingerbelastung
1	Schutzaufbewahrung / Box	Standard-Transportverpackung

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Denis-Browne Retractor ist ein international anerkanntes, selbsthaltendes chirurgisches Retraktorsystem, das speziell für die umfassende, 360-Grad-radiale Verdrängung von Weichteil- und Wundrändern bei pädiatrischen, abdominalen und pelvinen Operationen entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem Perimeter-Ringrahmen ermöglicht dieses Instrument dem Chirurgen die Positionierung mehrerer austauschbarer Valven in jedem beliebigen Vektor entlang der Inzision, was die Ermüdung der Assistenten eliminiert und einen offenen, statischen Sichtkorridor bewahrt.

Gefertigt nach klinischen Framework-Spezifikationen, enthält dieses Denis-Browne Retractor Komplettsset (\$499) einen selbsthaltenden kreisförmigen Grundrahmen mit einem strukturellen Ringlayout von 175 mm × 150 mm, das eine Allrichtungs-Sichtbarkeit in tiefen Operationsfeldern gewährleistet. Das aus hochwertigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) handgefertigte System umfasst ein integriertes

Valvensortiment bestehend aus zwei austauschbaren flachen Gewebevalven (40 mm × 30 mm gebogene Spitzen, ideal für empfindliche Schichten) und zwei austauschbaren tiefen Gewebevalven (40 mm × 40 mm gebogene Spitzen, optimiert für voluminöses Gewebe). Vier Quick-Slide-Wechselstiftsperrern sichern die Valven sofort, um die Fingerbelastung zu senken und intraoperative Anpassungen zu beschleunigen.

Retractor Maker fertigt den Denis-Browne Retractor mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish, um wiederholten Autoklavenzyklen im Krankenhaus standzuhalten. Dies bietet pädiatrischen Chirurgieabteilungen, urologischen Operationssälen und allgemeinen Laparotomiezentren weltweit außergewöhnliche Haltbarkeit, Korrosionsbeständigkeit und vollständige Autoklavierbarkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest