



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Sachs 静脈レトラクター

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Sachs 静脈レトラクター

SKU RM-SVR-22-1

\$54 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
プレーン弁モデル — 22 cm 全長、平滑カーブ 弁	RM-SVR-22-1-1	\$54
有歯ブレードモデル — 22 cm 全長、有歯縁ブレード	RM-SVR-22-1-2	\$54
鋭鉤モデル — 22 cm length, sharp curved hook	RM-SVR-22-1-3	\$54

製品詳細

Sachs 静脈レトラクターは、複雑な外科的剥離の際に、繊細な静脈、神経幹、および血管束を安全かつ非外傷的に牽引・授動させるために特別に設計された血管外科および脳神経外科用レトラクターです。細長いシャンクを備えたこの器具は、局所的な内皮の挫傷や血栓症を引き起こすことなく、脆弱な静脈壁を穏やかに保持することを可能にします。

22 cm (\$54) の均一なボディフレームで構成されるこの Sachs 静脈レトラクターは、オプションメニューから選択可能な3つの異なるワーキングエンドを提供します。鋳や製造上の欠陥に対する生涯保証を提供するプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作業で製造されており、血管を非外傷的に保持するためのプレーンブレード、繊維性の外膜を確実にグリップし滑りを最小限に抑える歯付きブレード、または正確なピンポイントの牽引のための鋭いフックのレイアウトから選択できます。ハンドル部分には、安定した疲労の少ない手動レバレッジを保証する人間工学に基づいた指掛けレイアウトが統合されています。

反射防止サテンマット仕上げで鍛造された Retractor Maker の Sachs 静脈レトラクターは、病院での繰り返しのオートクレーブサイクルに耐えるよう製造されており、世界中の血管外科、心臓血管外科、脳神経外科の手術室に優れた耐久性、耐食性、および完全な臨床的信頼性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest