



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Autoestático Jolls Friedman

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Autoestático Jolls Friedman

SKU RM-JFSRR-1

\$94 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Jolls Friedman Self Retaining Retractor	Dimensiones / Detalles: 6" (15.24 cm) de longitud, valvas curvas fenestradas, bloqueo por tornillo	\$94
Funda / Caja protectora	Dimensiones / Detalles: Embalaje de tránsito individual	\$94

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Autoestático Jolls Friedman es un separador quirúrgico especializado para cirugía endocrina y cervical, diseñado específicamente para proporcionar un desplazamiento continuo y manos libres de los tejidos blandos y músculos pretiroideos durante procedimientos de tiroides y paratiroides. Diseñado con una curvatura anatómica que se adapta a la región anterior del cuello, este instrumento mantiene una ventana operatoria amplia sin requerir la sujeción manual de un asistente ni congestionar el campo quirúrgico.

Construido bajo especificaciones de marco clínico, esta configuración dedicada del Separador Autoestático Jolls Friedman presenta una longitud total de 6 pulgadas (15.24 cm, \$94). Sus extremos de trabajo incorporan un perfil de valva anatómicamente curvo con superficies terminales lisas y fenestradas que sujetan los músculos esternocleidomastoideo y pretiroideos de forma segura sin triturar las fibras musculares. El sistema de control de bloqueo por tornillo mecánico en la base permite un ajuste micrométrico de la tensión que se bloquea firmemente bajo contracción sin deslizarse.

Fabricado a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), Retractor Maker manufactura el Separador Autoestático Jolls Friedman para resistir ciclos repetitivos de autoclave hospitalario, proporcionando a los equipos de cirugía endocrina, otorrinolaringología y cirugía general en todo el mundo una durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y total confiabilidad clínica.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest