



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur malléable en ruban Zalkind

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur malléable en ruban Zalkind

SKU RM-ZMRR-1

\$44 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
10 cm	RM-ZMRR-1-1	\$44
18 cm	RM-ZMRR-1-2	\$49
20 cm	RM-ZMRR-1-3	\$54
21 cm	RM-ZMRR-1-4	\$59
26 cm	RM-ZMRR-1-5	\$64
30 cm	RM-ZMRR-1-6	\$69
33 cm	RM-ZMRR-1-7	\$69

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur malléable en ruban Zalkind est un instrument chirurgical flexible indispensable, conçu spécifiquement pour assurer un déplacement des tissus et une protection viscérale sécurisés et personnalisés lors des interventions de chirurgie générale, plastique, pédiatrique et orthopédique profonde. Conçue avec un châssis à lame plate ultra-ductile, cette spatule permet aux chirurgiens de mouler l'instrument en cours d'intervention pour s'adapter aux cavités anatomiques uniques, évitant ainsi les traumatismes par pression localisée ou les blessures par cisaillement sur les organes viscéraux et les faisceaux neurovasculaires délicats.

Conçue pour résister à la stérilisation par autoclave à haute fréquence tout en offrant une garantie à vie contre la rouille, cette série d'écarteurs malléables Zalkind est hautement personnalisable grâce à une vaste matrice de dimensions. Fabriquée à la main en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique),

les longueurs totales disponibles incluent 10 cm (44 \$), 18 cm (49 \$), 20 cm (54 \$), 21 cm (59 \$), 26 cm (64 \$), 30 cm (69 \$) et 33 cm (69 \$). Les largeurs de lame couvrent les tailles de micro-couloirs de 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm et 7 mm, avec des paramètres de vue d'ensemble mettant en évidence des sélections personnalisées allant jusqu'à 2 cm à 7 cm de large pour le déplacement macro-tissulaire. Ses bords polis empêchent les abrasions viscérales tandis que la lame conserve sa forme sous une contre-traction continue.

Forgé avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur malléable Zalkind pour résister aux pliages manuels répétitifs et aux cycles de stérilisation hospitalière, offrant aux blocs opératoires, centres de traumatologie et cliniques de reconstruction spécialisées du monde entier une ductilité exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une durabilité complète en autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest