



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Vascular Lobster System

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Vascular Lobster System

SKU RM-VLS-1

\$2,699 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Lobster Frame	—
1	Lobster Table Clamp with Vertical Post & Frame	—
8	Lobster Retractor Clamp	—
2	Lobster Mayo Swivel Retractor	$\frac{3}{4}'' \times 2''$
1	Lobster Mayo Swivel Retractor	$3\frac{1}{2}'' \times 2''$
1	Lobster Fence Swivel Retractor	$4'' \times 6''$
1	Lobster Splanchnic Swivel Retractor	$2'' \times 4\frac{1}{2}''$
1	Lobster Splanchnic Swivel Retractor	$2'' \times 6''$
2	Lobster Renal Swivel Retractor	$1'' \times 6''$
1	Lobster Deaver Swivel Retractor	$\frac{3}{4}'' \times 4\frac{1}{2}''$
1	Lobster Malleable Swivel Retractor (perforated)	$2'' \times 6\frac{1}{2}''$
1	Lobster Malleable Swivel Retractor (perforated)	$3'' \times 6\frac{1}{2}''$
1	Lobster Harrington Sweetheart Retractor	$2'' \times 5''$

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Sterilization Box	—

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Vascular Lobster System ist ein anpassungsfähiger, tischmontierter chirurgischer Retraktor, der für eine zuverlässige, freihändige Exposition bei risikoreichen offenen Gefäßeingriffen konzipiert wurde. Diese selbsthaltende Plattform wird über eine vertikale Stativstange und eine Montageklemme starr an der OP-Tischschiene verankert, wodurch Ermüdungserscheinungen beim Chirurgen vermieden und versehentliche Blattverschiebungen bei Arbeiten in der Nähe fragiler Hauptgefäße verhindert werden.

Das speziell für den peripheren Gefäß- und Bauchaortenzugang konfigurierte Vascular Lobster System verfügt über einen flachen Lobster-Strukturrahmen und acht schnell arretierbare Retraktorklemmen. Das 10-teilige Schwenkblatt-Set bietet gezielte Haltekraft, einschließlich schmaler Nierenvenen-Retraktoren, tiefer viszeraler Splanchnikus-Blätter (bis zu 6"), schützender Fence-Blätter, Deaver-, Harrington Sweetheart-, Mayo- und perforierter biegsamer Streifen, die sich an Gefäßwände anpassen, ohne Scherindex-Verletzungen zu verursachen.

Jede Komponente wird aus nichtmagnetischem, chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit einem glatten, blendfreien Satin-Finish gefertigt. Retractor Maker liefert das Vascular Lobster System unsteril und voll autoklavierbar in einer passgenauen Sterilisationsbox, was eine Langlebigkeit in Krankenhausqualität und eine vollständige Rückverfolgbarkeit für chirurgische Lieferketten gewährleistet.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest