



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Système d'écarteur Thompson

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Système d'écarteur Thompson

SKU RM-TRS-1

\$2,499 USD

Liste des composants

Quantité	Composant	Dimensions / Description
2	Elite Rail Clamp	Support de rail latéral robuste de 22" (55.9 cm)
1	Double Angled Arm	22" (7" × 9" × 7" / 17.8 × 22.9 × 17.8 cm)
1	Lateral Angled Arm	19" (12" × 7" / 30.5 × 17.8 cm) à 45° (diamètre 3/8")
2	Lateral Angled Arms	17" (10" × 7" / 25.4 × 17.8 cm) à 45° (diamètre 3/8")
1	Bilateral Crossbar (Hinged)	34" (11½" × 8½" × 11½" / 29.2 × 21.6 × 29.2 cm)
3	Cam Clip-On	Clips coulissants de cadre à connexion rapide
1	Micro-Adjustable Handle	10" (25.4 cm) avec vis de tension de précision
3	Balfour Blades with Lips	83 × 73 mm, 83 × 123 mm, 83 × 175 mm
3	Wide Balfour Blades	Interchangeables, maintien large de la paroi musculaire
1	Harrington (Sweetheart) Blade	114 × 254 mm (4½" × 10") pour le maintien des organes profonds
9	Kelly Interchangeable Blades	3" × 3½" (7.6 × 8.9 cm) à angle droit standard
1	Malleable Interchangeable Blade Set	25×190 mm, 51×254 mm, 76×254 mm, 102×254 mm
2	St. Marks Interchangeable Blades	51 × 152 mm (2" × 6") avec rebord profond

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Storage Box	Coffret de rangement en bois avec fentes de rembourrage personnalisées

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le système d'écarteur Thompson est une plateforme d'écartement autostatique à double rail montée sur table, conçue pour éliminer la fatigue de l'assistant et maintenir une visibilité opératoire stable dans les cavités anatomiques profondes. Conçu pour les disciplines chirurgicales exigeantes, son cadre modulaire s'ancre solidement aux deux rails de la table d'opération à l'aide de deux pinces Elite robustes, supportant une barre transversale articulée bilatérale indépendante et plusieurs bras articulés coudés qui répartissent uniformément la contre-traction sur les plaies chirurgicales larges.

Conçu pour supporter les charges de rétraction lourdes requises dans les transplantations hépatiques, les reconstructions vasculaires ouvertes, les résections hépatobiliaires et les dissections pelviennes radicales, le système d'écarteur Thompson intègre des fixations Cam Clip-On à connexion rapide ainsi que des poignées à micro-ajustement à filetage fin. Le système est associé à un inventaire diversifié de valves chirurgicales, comprenant des valves Balfour à rebord et larges, des valves viscérales profondes Harrington Sweetheart, des valves pelviennes St. Marks, des écarteurs Kelly standard et des malléables de largeurs multiples qui s'adaptent en douceur à l'anatomie irrégulière du patient.

Forgé exclusivement à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) non magnétique avec une finition satinée antireflet spécialisée, Retractor Maker fournit le système d'écarteur Thompson non stérile et entièrement autoclavable dans un coffret de rangement en bois sur mesure conçu pour le transport organisé et la préparation du plateau chirurgical.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest