



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur en éventail à 5 doigts

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur en éventail à 5 doigts

SKU RM-FR5F-299-1

\$299 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
5 mm — Articulé	RM-FR5F-5A-1	\$299
5 mm — Non-Articulé	RM-FR5F-5N-1	\$299
10 mm — Articulé	RM-FR5F-10A-1	\$299
10 mm — Non-Articulé	RM-FR5F-10N-1	\$299

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur en éventail à 5 doigts est un écarteur chirurgical laparoscopique de premier ordre, spécialement conçu pour fournir un déplacement expansif et atraumatique des organes et une élévation viscérale sur une large surface lors des procédures générales, bariatriques et gynécologiques mini-invasives. Conçu avec cinq lames mécaniques imbriquées qui se rétractent pour un profil mince lors de l'insertion du trocart, cet instrument s'étend à l'intérieur de la cavité péritonéale en un large treillis en forme d'éventail qui maintient les grandes structures anatomiques éloignées des plans de dissection opératoires.

Construit selon les spécifications cliniques, ce modèle d'écarteur en éventail à 5 doigts (299 \$) est disponible en options de diamètre de tige de 5 mm ou 10 mm, avec des longueurs de travail allant de 330 mm à 375 mm (longueur totale de l'instrument de 438 mm à 487 mm). Fabriqué à la main en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), les chirurgiens peuvent choisir entre les types de fonction de tige Articulée ou Non-Articulée pour naviguer autour des obstacles pelviens et abdominaux complexes. Le châssis canulé intègre un port de rinçage luer-lock dédié qui assure un nettoyage complet de la lumière et l'élimination des résidus biologiques. Les bords lisses et arrondis des doigts dispersent uniformément la contre-traction pour protéger le parenchyme viscéral fragile.

Forgé avec une finition satinée mate anti-reflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur en éventail à 5 doigts pour résister aux cycles répétés d'autoclavage hospitalier, offrant aux salles d'opération laparoscopiques, aux suites bariatriques et aux centres de maladies digestives du monde entier une stabilité mécanique exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une durabilité complète à l'autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest