



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Kelly Wundhaken

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Kelly Wundhaken

SKU RM-KLR-26-1

\$89 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
55 mm × 60 mm	RM-KLR-26-1-1	\$89
70 mm × 40 mm	RM-KLR-26-1-2	\$94
95 mm × 60 mm	RM-KLR-26-1-3	\$99

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Kelly Wundhaken ist ein klassisches chirurgisches Instrument für tiefe Körperhöhlen, das speziell für die breite, atraumatische Verlagerung von Weichteilen und der Bauchwand bei großen offenen Eingriffen entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem verlängerten, rechtwinkligen Blatt, das in einer weichen Haltelippe endet, ermöglicht dieser Retraktor chirurgischen Teams, schwere Muskelschichten, Fettgewebe und Eingeweide sauber aus dem Operationsfeld fernzuhalten.

Dieser für die zuverlässige Freilegung tiefer Kavitäten konzipierte Kelly Wundhaken verfügt über eine feste Instrumentenlänge von 26 cm, wodurch die Hände der Assistenten weit außerhalb des Operationsfeldes bleiben. Das Instrument bietet anpassbare Blattflächen, die über die Menüparameter ausgewählt werden können: 55 mm × 60 mm (\$89), 70 mm × 40 mm (\$94) und ein extra breites Profil von 95 mm × 60 mm (\$99), wobei die allgemeinen Breiten von 2 bis 4 cm und die Längen von 5 bis 8 cm reichen. Der ergonomische Griff bietet komfortable manuelle Hebelwirkung und überlegene Stabilität bei mehrstündigen Eingriffen.

Geschmiedet aus hochwertigem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) in medizinischer Qualität mit reflexionsfreiem Satin-Matt-Finish, fertigt Retractor Maker den Kelly Wundhaken so, dass er hohen mechanischen Belastungen und wiederholten Autoklavierzyklen standhält. Damit bietet er allgemeinchirurgischen, gynäkologischen und orthopädischen Operationssälen weltweit kompromisslose klinische Haltbarkeit und Zuverlässigkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest