



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Торакальный ранорасширитель Mercedes

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Торакальный р анорасширител ь Mercedes

SKU RM-MTR-SERIES-1

\$329 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТ ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Прочная полукруглая опорная рама	Узел комбинированного действия для обеспечения механического крутящего момента
4 (2 пары)	Съемные крючковидные боковые зеркала	2 пары сменных окончатых зеркал (48×68 mm или 70×75 mm)
1	Центральный винтовой регулировочный механизм	Ручной механизм фиксации для настройки конфигурации и снижения нагрузки на руки
2	Эргономичные бранши	Легкие рамные рукоятки с гладкими внешними краями
1	Защитная упаковка / коробка	Стандартная транспортная упаковка

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Торакальный ранорасширитель Mercedes — это высококласный кардиоторакальный хирургический инструмент комбинированного действия, специально разработанный для обеспечения обширного многонаправленного разведения грудной стенки и ребер при крупных кардиологических, пульмонологических и торакальных травматологических процедурах. Благодаря анатомической полукруглой раме этот инструмент позволяет хирургам прикладывать значительный механический момент к прилежащим ребрам и краям грудины, создавая широкий операционный коридор в глубоких полостях средостения и плевры без локального размозжения костной ткани.

Разработанная для высоких клинических нагрузок, серия Mercedes Thoracic Retractor обеспечивает разведение до 240 mm. Модульная система зеркал, изготовленная вручную из высококачественной

немецкой нержавеющей стали операционного класса, предлагает два типоразмера: Вариант А (\$329) включает боковые окончатые зеркала 48 mm × 68 mm для стандартных торакальных доступов, а Вариант В (\$349) — зеркала 70 mm × 75 mm для глубоких и массивных грудных стенок. В комплект входят 4 съемных крючковидных боковых зеркала (2 пары) с изогнутыми краями для предотвращения соскальзывания, управляемых центральным винтовым механизмом, который жестко фиксирует раму для снижения усталости рук хирурга.

Изготовленный с антибликовым сатинированным матовым покрытием, Mercedes Thoracic Retractor от Retractor Maker выдерживает многократные циклы автоклавирования, обеспечивая отделения кардиоторакальной хирургии и трансплантологии по всему миру надежностью конструкции и коррозионной стойкостью.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest