



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Meyerding com Cremalheira

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Meyerding com Cremalheira

SKU RM-MRWR-18-1

\$84 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
32 mm × 25 mm de Largura	RM-MRWR-18-1-1	\$84
41 mm × 25 mm de largura	RM-MRWR-18-1-2	\$89
50 mm × 25 mm Largo	RM-MRWR-18-1-3	\$94
57 mm × 25 mm Largo	RM-MRWR-18-1-4	\$99

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Meyerding com Cremalheira é um afastador cirúrgico espinhal especializado, projetado especificamente para proporcionar um deslocamento potente e mãos-livres dos músculos paravertebrais e tecidos moles durante procedimentos de laminectomia lombar posterior, discectomia e fusão. Projetado com uma trava mecânica de cremalheira integrada, este afastador mantém a contra-tração contínua contra planos musculares pesados, liberando as mãos do assistente enquanto preserva um corredor operatório estático.

Construído de acordo com as especificações clínicas de estrutura, este Afastador Meyerding com Cremalheira possui um comprimento total de estrutura uniforme de 18 cm. Fabricado à mão em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), o instrumento oferece quatro dimensões distintas de geometria de lâmina: 32 mm × 25 mm de largura (\$84), 41 mm × 25 mm de largura (\$89), 50 mm × 25 mm de largura (\$94) e um perfil de lâmina dentada extra-profunda de 57 mm × 25 mm de largura (\$99). A borda da lâmina dentada ancora-se firmemente na lâmina e na borda da faceta, evitando deslizamentos acidentais durante a decorticação e descompressão vigorosas.

Forjado com um acabamento acetinado fosco antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Meyerding com Cremalheira para suportar cargas mecânicas pesadas e ciclos repetidos de autoclave hospitalar, fornecendo aos

centros de cirurgia de coluna e suítes neurocirúrgicas em todo o mundo durabilidade excepcional, resistência à corrosão e total confiabilidade clínica.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)