



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador de Saco Lagrimal Knapp

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador de Saco Lagrimal Knapp

SKU RM-KLSR-1

\$39 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	1 diente (Gancho simple)	Anchos disponibles: 5.0 mm · Vástagos y puntas disponibles: Rígido o flexible (Agudo / Romo) · Precio (USD): \$39.00 – \$49.00
1	2 dientes	Anchos disponibles: 5.0 mm o 6.0 mm · Vástagos y puntas disponibles: Rígido o flexible (Agudo / Romo) · Precio (USD): \$39.00 – \$49.00
1	3 dientes	Anchos disponibles: 6.0 mm o 8.0 mm · Vástagos y puntas disponibles: Rígido o flexible (Agudo / Romo) · Precio (USD): \$39.00 – \$49.00
1	4 dientes	Anchos disponibles: 6.0 mm o 8.0 mm · Vástagos y puntas disponibles: Rígido o flexible (Agudo / Romo) · Precio (USD): \$39.00 – \$49.00
1	Funda / Caja protectora	Anchos disponibles: Embalaje de tránsito estándar · Vástagos y puntas disponibles: — · Precio (USD): Incluido

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El separador de saco lagrimal Knapp es un separador quirúrgico especializado para oftalmología y oculoplastia, diseñado específicamente para proporcionar un desplazamiento seguro y atraumático de tejidos blandos durante la dacriocistorrinostomía (DCR) y procedimientos del aparato lagrimal. Diseñado con una cabeza tipo rastrillo de dientes ultrafinos, este instrumento permite a los cirujanos retraer limpiamente los delicados tejidos del canto medial, proporcionando una exposición clara de la fosa lagrimal mientras protege el saco lagrimal de

posibles perforaciones.

Construido con una excepcional capacidad de personalización, este separador de saco lagrimal Knapp se ofrece en tres longitudes totales: 14 cm (\$39), 15.3 cm (\$44) y 16 cm (\$49). Forjado a mano en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), los cirujanos pueden seleccionar entre un vástago rígido para una alta estabilidad durante maniobras delicadas o un vástago flexible diseñado para otorgar una maniobrabilidad intraoperatoria adaptativa alrededor de ángulos faciales complejos. La cabeza del rastrillo es configurable en 1, 2, 3 o 4 dientes con puntas agudas o romas en anchos de trabajo de 5.0 mm, 6.0 mm y 8.0 mm.

Forjado con un acabado mate satinado antirreflejante, Retractor Maker produce el separador de saco lagrimal Knapp bajo estrictas tolerancias clínicas, ofreciendo una alta resistencia a la corrosión, rigidez estructural inquebrantable y durabilidad completa en autoclave para quirófanos de oculoplastia, otorrinolaringología y microcirugía en todo el mundo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest