



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Sigmoid Notch Retractor With Fiber Optic
Guide

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Sigmoid Notch Retractor With Fiber Optic Guide

SKU RM-SNRFOG-22-1

\$139 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Sigmoid Notch Retractor With Fiber Optic Guide	22 cm de comprimento, lâmina de 9.5 / 16 mm, canal de fibra óptica
1	Adaptador Universal de Cabo de Luz	Conecta-se a cabos de fibra óptica padrão de centro cirúrgico
1	Estojo / Caixa de Proteção	Embalagem de transporte padrão

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Sigmoid Notch Retractor With Fiber Optic Guide é um afastador cirúrgico bucomaxilofacial iluminado de primeira linha, projetado especificamente para combinar proteção óssea com iluminação óptica direta e sem sombras ao longo do ramo mandibular superior. Projetado para se enganchar sobre a incisura sigmoide, este instrumento direciona luz de alta intensidade para os corredores profundos infratemporais e submassetéricos, permitindo que os cirurgiões executem cortes de osteotomia vertical com absoluta confiança anatômica.

Construído para fornecer um equilíbrio ideal entre alcance de acesso e controle manual, esta configuração do Sigmoid Notch Retractor With Fiber Optic Guide apresenta um comprimento total da ferramenta de 22 cm (\$139). Fabricado à mão em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) para oferecer uma garantia vitalícia contra ferrugem, o perfil da lâmina de trabalho incorpora um layout de lâmina côncava de 9.5 mm / 16 mm com uma geometria de ponta totalmente curvada que se ancora firmemente no osso cortical. O conjunto de iluminação possui um layout de canal de guia de fibra óptica integrado com um conector universal compatível com fontes de luz padrão de centro cirúrgico (Storz, Olympus, Wolf, ACMI), eliminando sombras em campos intraorais profundos.

Forjado com um acabamento acetinado fosco antirreflexo em superfícies metálicas, a Retractor Maker produz o Sigmoid Notch Retractor With Fiber Optic Guide para suportar protocolos de esterilização em autoclave de alta frequência, fornecendo às salas de cirurgia ortognática, de trauma e craniofacial em todo o mundo clareza óptica excepcional, rigidez estrutural e durabilidade clínica completa.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)