



# RETRACTOR MAKER

## FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador nasal Converse, 10 cm

### CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



## Separador nasal Converse, 10 cm

**SKU** RM-CNR-10CM-1

**\$14 USD**

### TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

| TAMAÑO / OPCIÓN | SKU / DETALLES  | PRECIO (USD) |
|-----------------|-----------------|--------------|
| 10 mm × 16 mm   | RM-CNR-10CM-1-1 | \$14         |
| 12 mm × 30 mm   | RM-CNR-10CM-1-2 | \$19         |
| 12 mm × 40 mm   | RM-CNR-10CM-1-3 | \$24         |
| 12 mm × 50 mm   | RM-CNR-10CM-1-4 | \$29         |

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El separador nasal Converse, 10 cm es un instrumento de rinoplastia de alta precisión, diseñado específicamente para proporcionar una retracción suave y no traumática de los tejidos blandos durante procedimientos nasales estéticos y reconstructivos delicados. Diseñado con un alcance total corto de 10 cm, este instrumento ofrece una alta movilidad y una respuesta táctil fina, lo que permite a los cirujanos maniobrar sin esfuerzo dentro de espacios de trabajo intranasales reducidos.

Para adaptarse a distintas profundidades anatómicas, esta serie de separador nasal Converse, 10 cm se ofrece en cuatro tamaños de hoja: 10 mm × 16 mm (\$14), 12 mm × 30 mm (\$19), 12 mm × 40 mm (\$24) y 12 mm × 50 mm (\$29). El diseño de la hoja, con una angulación suave, se ajusta cómodamente bajo la piel de la nariz y los cartílagos laterales, proporcionando una exposición constante y minimizando el riesgo de laceraciones mucosas o fracturas de cartílago. Su mango plano equilibrado garantiza un control manual sin fatiga para los asistentes quirúrgicos.

Forjado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico de primera calidad con un acabado mate satinado antirreflejante, Retractor Maker fabrica el separador nasal Converse, 10 cm bajo estrictas tolerancias clínicas, ofreciendo una durabilidad excepcional, alta resistencia a la

corrosión y compatibilidad total con autoclave para clínicas de cirugía plástica, otorrinolaringología y reconstructiva en todo el mundo.



# GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

## CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

**[info@retractor maker.com](mailto:info@retractor maker.com)**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Sitios web

**[retractor maker.com](http://retractor maker.com)**  
**[retractor manufacturer.com](http://retractor manufacturer.com)**

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

## SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest