



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Hohmann Inverso

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Hohmann Inverso

SKU RM-RHR-85-1

\$69 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Afastador Hohmann Inverso	Comprimento de 8 ½" (21.59 cm), lâmina assimétrica com dentes rombos, cabo fenestrado	\$69
Luva Protetora / Caixa	Embalagem individual para transporte	\$69

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Hohmann Inverso é um instrumento cirúrgico ortopédico especializado, projetado especificamente para fornecer alavancagem óssea confiável e deslocamento de tecidos moles em espaços articulares estreitos, onde os afastadores de alavanca padrão obstruem o campo de visão cirúrgico. Desenvolvido com uma curvatura de lâmina invertida, este afastador permite que os cirurgiões alavanquem as corticais femorais ou tibiais de forma limpa, afastando planos musculares pesados da cápsula articular sem o risco de laceração dos tecidos moles.

Construído para suportar esterilização de alta frequência e processamento em autoclave, mantendo excelente resistência à corrosão, esta configuração dedicada do Afastador Hohmann Inverso apresenta um comprimento total de 8 ½ polegadas (21.59 cm, \$69). Fabricado artesanalmente a partir de Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), a geometria de sua ponta ativa incorpora uma lâmina assimétrica em ângulo reto finalizada com dentes rombos e suaves que acomodam as bordas ósseas com segurança, sem perfurar o periósteo. O conjunto do cabo apresenta uma estrutura de empunhadura fenestrada integrada em um chassi de extremidade única que reduz o peso da ferramenta enquanto maximiza o controle manual.

Forjado com um acabamento acetinado fosco antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Hohmann Inverso para suportar imenso torque ortopédico e ciclos repetidos de autoclave hospitalar, fornecendo às salas de cirurgia de reconstrução articular e trauma em todo o mundo estabilidade mecânica excepcional, resistência

à corrosão e durabilidade clínica completa.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest