



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur autostatique Scoville-Haverfield

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur autostatique Sc oville-Haverfield

SKU RM-SHSRR-150-1

\$339 USD

LISTE DES COMPOSANTS

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Cadre autostatique à branches articulées	Châssis articulé à action ciseau s'inclinant vers le bas hors de la ligne de mire
1	Lame latérale amovible à griffe unique acérée	Lame à griffe unique de 50 mm conçue pour un ancrage profond sous les marges d'incision
1	Lame latérale pleine dentée amovible	Palette de rétraction osseuse pleine de 60 mm x 25 mm équipée d'une extrémité micro-dentée
1	Verrouillage à vis manuel intégré	Mécanisme à filetage central offrant un maintien ouvert immuable pour limiter la fatigue
2	Bras de force d'écartement ergonomiques	Bras de poignée structurés légers forgés avec des périmètres entièrement lisses
1	Boîte / Stockage de protection	Emballage de transport standard

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur autostatique Scoville-Haverfield est un système d'écartement neurochirurgical et rachidien articulé de premier plan, conçu spécifiquement pour assurer un déplacement profond et sans obstruction des tissus paraspinaux lors de laminectomies lombaires complexes et de fusions vertébrales. Conçu avec des branches articulées et coudées vers le bas, cet instrument permet au châssis mécanique de reposer à plat contre les contours du corps du patient, maintenant les poignées de l'assistant totalement hors de la ligne de mire microscopique du chirurgien.

Construit selon les spécifications du cadre clinique, cet ensemble complet Scoville-Haverfield (\$339) offre jusqu'à 150 mm d'expansion horizontale. Fabriqué à la main en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), le système modulaire comprend une lame latérale amovible à griffe unique acérée d'une profondeur opérationnelle de 50 mm pour un ancrage sûr sous les marges d'incision denses, ainsi qu'une lame latérale dentée pleine mesurant 60 mm × 25 mm (25 mm de large × 60 mm de long) équipée d'une extrémité micro-dentée pour saisir les marges osseuses de manière atraumatique. Le mécanisme de verrouillage à vis manuel intégré garantit un maintien ouvert immuable, éliminant la fatigue manuelle de l'assistant.

Forgé avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker produit l'écarteur autostatique Scoville-Haverfield pour résister aux cycles répétitifs d'autoclave hospitalier, offrant aux centres de neurochirurgie, aux salles d'opération orthopédiques du rachis et aux services de traumatologie du monde entier une stabilité mécanique exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une durabilité totale à l'autoclavage.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest