



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de Sauerbruch

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur de Sauerbruch

SKU RM-SBR-9IN-1

\$69 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
$\frac{5}{8}$ " $\times$ 1 $\frac{3}{4}$ " (approx. 16 $\times$ 44 mm) — 9" (22.86 cm)	RM-SBR-9IN-1-1	\$69
2 $\frac{1}{8}$ " $\times$ $\frac{7}{8}$ " (approx. 54 $\times$ 22 mm) — 9" (22.86 cm)	RM-SBR-9IN-1-2	\$69
$\frac{7}{8}$ " $\times$ 2 $\frac{1}{2}$ " (approx. 22 $\times$ 64 mm) — 9" (22.86 cm)	RM-SBR-9IN-1-3	\$69
$\frac{3}{4}$ " $\times$ 2 $\frac{7}{8}$ " (approx. 19 $\times$ 73 mm) — 9" (22.86 cm)	RM-SBR-9IN-1-4	\$69

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de Sauerbruch est un écarteur chirurgical pour cavités profondes, reconnu internationalement et conçu spécifiquement pour assurer un déplacement fiable et atraumatique des tissus mous et une rétraction musculaire lors des procédures thoraciques, abdominales et orthopédiques. Doté d'une lame allongée à angle droit, cet instrument permet aux assistants chirurgicaux de maintenir une contre-traction constante sur les corps musculaires denses, les couches fasciales et les parois viscérales sans glisser dans le champ opératoire.

Conçu pour résister à des cycles fréquents de stérilisation à l'autoclave tout en offrant une garantie à vie contre la rouille et les défauts, cet écarteur de Sauerbruch présente un cadre longitudinal fixe de 9 pouces (22.86 cm, \$69). Fabriqué à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), l'instrument propose quatre dimensions de lame distinctes sélectionnables via le menu des options : $\frac{5}{8}$ " $\times$ 1 $\frac{3}{4}$ ", 2 $\frac{1}{8}$ " $\times$ $\frac{7}{8}$ ", $\frac{7}{8}$ " $\times$ 2 $\frac{1}{2}$ " et une configuration à angle droit de $\frac{3}{4}$ " $\times$ 2 $\frac{7}{8}$ " de large. Les bords lisses et arrondis de la lame préviennent les traumatismes par pression ischémique localisée, tandis que le manche plat ergonomique offre un levier manuel sans fatigue.

Forgé avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur de Sauerbruch pour supporter des charges mécaniques lourdes et des cycles de stérilisation hospitaliers répétés, offrant une haute résistance à la corrosion, une rigidité structurelle inébranlable et une durabilité totale à l'autoclave pour les blocs de chirurgie générale, thoracique et de traumatologie du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest