



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur Freeman pour lambeaux avec éclairage par
fibres optiques

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur Freeman pour lambeaux avec éclairage par fibres optiques

SKU RM-FFR-FO-1

\$89 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
13 mm Largeur de valve — 8" longueur totale, 13 mm valve, faisceau de fibres optiques	RM-FFR-FO-1-1	\$89
Lame large 25 mm — 8" overall length, 25 mm blade, faisceau de fibres optiques	RM-FFR-FO-1-2	\$94

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur Freeman pour lambeaux avec éclairage par fibres optiques est un écarteur de chirurgie plastique de premier plan, conçu spécifiquement pour offrir une visualisation supérieure des loges et une élévation douce des lambeaux lors des procédures esthétiques et reconstructives. En canalisant une lumière froide à haute intensité le long de la face inférieure de sa lame, cet instrument élimine les zones d'ombre dans les poches sous-cutanées profondes, permettant aux chirurgiens de vérifier l'hémostase et les repères anatomiques avec aisance.

Conçu pour une portée précise et un dégagement optimal de la cavité, ce modèle Freeman Flap Retractor With Fiber Optic Illumination présente un profil global de 8 pouces (203 mm) et un manche assorti de 8 pouces (20,3 cm). L'écarteur est disponible en deux largeurs de lame au choix : 13 mm (89 \$) pour les dissections étroites et 25 mm (94 \$) pour les lambeaux tissulaires étendus. Le faisceau optique intégré comprend un raccord universel compatible avec les câbles de lumière hospitaliers standards (Storz, Olympus, Wolf, ACMI).

Fabriquée en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) et en fibres de verre optique à haute transmission avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker produit le Freeman Flap Retractor With Fiber Optic Illumination selon des normes cliniques strictes, offrant une durabilité exceptionnelle, une transmission optique optimale et une compatibilité totale avec l'autoclave pour les centres de chirurgie

plastique et esthétique du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest