



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador de Nervos Smithwick

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Ronald Cameron



Afastador de Nervos Smithwick

SKU RM-SNR-29-1

\$29 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Pequeno — 17 cm, gancho rombo curvo	RM-SNR-29-1-1	\$29
Médio — 21 cm, gancho rombo curvo	RM-SNR-29-1-2	\$29
Padrão — 29 cm, gancho rombo curvo	RM-SNR-29-1-3	\$29

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador de Nervos Smithwick é um afastador neurocirúrgico e espinhal especializado, projetado especificamente para fornecer manipulação segura e delicada de raízes nervosas e mobilização do tronco simpático em corredores anatômicos profundos. Projetado com um corpo delgado e alongado, este afastador permite que cirurgiões de coluna e vasculares explorem, mobilizem e protejam delicadas fibras neurais e feixes vasculares de forma limpa, sem o risco de punção, laceração ou trauma por cisalhamento.

Construído para oferecer máxima durabilidade e resistência à corrosão, com garantia vitalícia absoluta contra ferrugem e defeitos de material, esta configuração do Afastador de Nervos Smithwick apresenta um comprimento total estendido de 29 cm (\$29) que proporciona um alcance extraordinário nas cavidades torácica e retroperitoneal profunda. Fabricado à mão em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), o design da extremidade de trabalho apresenta um layout de ponta dupla assimétrica incorporando um gancho curvo rombo atraumático em uma extremidade, especificamente contornado para acomodar troncos nervosos com segurança. Seu cabo central balanceado proporciona controle rotacional na ponta dos dedos e feedback tátil refinado.

Fornecido como um dispositivo de centro cirúrgico não estéril e reesterilizável com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador de Nervos Smithwick para suportar processamentos frequentes em autoclave de alta temperatura, proporcionando rigidez estrutural inabalável, resistência à

corrosão e durabilidade completa em autoclave para suítes neurocirúrgicas, de coluna e vasculares em todo o mundo.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest