



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ретрактор бедренный типа Cobra

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ретрактор бедренный типа Cobra

SKU RM-CSFR-1

\$84 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Ретрактор бедренный типа Cobra	Длина 11.75" (29.84 cm), изогнутое лезвие, широкий крючкообразный наконечник	\$84
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$84

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ретрактор бедренный типа Cobra — это специализированный ортопедический хирургический инструмент, разработанный специально для обеспечения глубокой и полноценной экспозиции диафиза и проксимального отдела бедренной кости при сложных реконструкциях тазобедренного сустава и фиксации переломов. Благодаря анатомическому изгибу в стиле «кобра», этот инструмент позволяет ассистентам плавно отводить толстые слои четырехглавой мышцы и мышц задней поверхности бедра от операционного поля.

Эта конфигурация ретрактора типа Cobra, предназначенная для мощного смещения глубоких тканей, имеет общую длину 11.75" (29.84 cm, \$84). Рабочая часть оснащена широким гладким крючкообразным наконечником, специально разработанным для надежной фиксации на задней и медиальной коре бедра без соскальзывания и травмирования прилегающих сосудисто-нервных пучков. Широкое тело лезвия равномерно распределяет рычажное усилие, предотвращая локальное раздавливание мышц при интенсивной ретракции.

Изготовленный из высококачественной хирургической нержавеющей стали с антибликовым сатиновым покрытием, ретрактор производства Retractor Maker рассчитан на работу с огромными ортопедическими нагрузками и многократные циклы автоклавирувания, обеспечивая исключительную прочность,

коррозийную стойкость и долговечность в условиях травматологических и ортопедических операционных.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest